

# ESTANTERIAS PARA JAULAS VENTILADAS INDIVIDUALMENTE RACKS BIO A.S. VENT LIGHT

Modelos Bio A.S. Tratamiento Aire Animales

## Características



- Sistemas fabricados en acero inoxidable y caracterizados por su bajo peso.
- Los Racks son muy fáciles de limpiar y autoclavar, puesto que las conexiones de tubos se retiran sin necesidad de herramientas.


#### OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3  
28100 - Alcobendas. Madrid, Spain  
☎ +34 91 662 44 73 📠 +34 91 662 44 69  
🌐 www.tdi.es ✉ ventas@tdi.es

#### DELEGACIONES

Catalunya +34 676 351 264  
Galicia +34 639 486 955  
Andalucía +34 639 481 756

# ESTANTERIAS PARA JAULAS VENTILADAS INDIVIDUALMENTE RACKS BIO A.S. VENT LIGHT



**1** Rack Bio. A.S. Vent light    **2** + **3** Details

## Información Pedidos

Código	Numero de Jaulas	Rack	Distribución	Dimensiones w x h x d
362-THF3264-1	Para 56 Jaulas Tipo II	Una Cara	8 baldas x 7 Jaulas	1320 x 1900 x 600 mm
362-THF3264-2	Para 64 Jaulas Tipo II	Una Cara	8 baldas x 8 Jaulas	1500 x 1900 x 600 mm
362-THF3264-3	Para 72 Jaulas Tipo II	Una Cara	8 baldas x 9 Jaulas	1680 x 1900 x 600 mm
362-THF3264-4	Para 80 Jaulas Tipo II	Una Cara	8 baldas x 10 Jaulas	1860 x 1900 x 600 mm
362-THF3265-1	Para 112 Jaulas Tipo II	Doble Cara	8 baldas x 7 Jaulas	1320 x 1900 x 840 mm
362-THF3265-2	Para 128 Jaulas Tipo II	Doble Cara	8 baldas x 8 Jaulas	1500 x 1900 x 840 mm
362-THF3265-3	Para 144 Jaulas Tipo II	Doble Cara	8 baldas x 9 Jaulas	1680 x 1900 x 840 mm
362-THF3265-4	Para 160 Jaulas Tipo II	Doble Cara	8 baldas x 10 Jaulas	1860 x 1900 x 840 mm
362-THF3180-1-4	Para 48 Jaulas Tipo III	Una Cara	8 baldas x 6 Jaulas	1390 x 1900 x 600 mm
362-THF3180-2-1	Para 56 Jaulas Tipo III	Una Cara	8 baldas x 7 Jaulas	1610 x 1900 x 600 mm
362-THF3180-3-1	Para 64 Jaulas Tipo III	Una Cara	8 baldas x 8 Jaulas	1830 x 1900 x 600 mm
362-THF3180-6-3	Para 95 Jaulas Tipo III	Doble Cara	8 baldas x 6 Jaulas	1390 x 1900 x 840 mm
362-THF3180-7-1	Para 112 Jaulas Tipo III	Doble Cara	8 baldas x 7 Jaulas	1610 x 1900 x 840 mm
362-THF3180-8-1	Para 128 Jaulas Tipo III	Doble Cara	8 baldas x 8 Jaulas	1830 x 1900 x 840 mm
362-THF3181-1	Para 20 Jaulas Tipo III	Una Cara	5 baldas x 4 Jaulas	1190 x 1750 x 600 mm
362-THF3181-2	Para 24 Jaulas Tipo III	Una Cara	6 baldas x 4 Jaulas	1190 x 1900 x 600 mm
362-THF3181-3	Para 30 Jaulas Tipo III	Una Cara	6 baldas x 5 Jaulas	1470 x 1900 x 600 mm
362-THF3181-4	Para 36 Jaulas Tipo III	Una Cara	6 baldas x 6 Jaulas	1750 x 1900 x 600 mm
362-THF3181-5	Para 40 Jaulas Tipo III	Doble Cara	5 baldas x 4 Jaulas	1190 x 1750 x 920 mm
362-THF3181-6	Para 48 Jaulas Tipo III	Doble Cara	6 baldas x 4 Jaulas	1190 x 1900 x 920 mm
362-THF3181-7	Para 60 Jaulas Tipo III	Doble Cara	6 baldas x 5 Jaulas	1470 x 1900 x 920 mm
362-THF3181-8	Para 72 Jaulas Tipo III	Doble Cara	6 baldas x 6 Jaulas	1750 x 1900 x 920 mm