

SISTEMA DE DOCUMENTACION DE GELES Y FLUORESCENCIA


Modelo Gelprint Mini 150 300

Introducción


- La SERIE GELPRINT MINI 130/500 son sistemas de análisis de geles con unas características muy atractivas por su pequeño tamaño y su facilidad de uso.
- GELPRINT MINI ES UN SISTEMA DE UNA ESTRUCTURA COMPACTA Y DE MUY FACIL OPERACIÓN.
- Consta de una caja oscura, una cámara CCD, transiluminador UV, epi iluminación blanca, filtros, etc.
- Le ofrecen un servicio muy sólido para sus experimentos regulares de fragmentos de ADN teñidos con BrEt o para sus geles SDS-PAGE.
- GELPRINT MINI es el sistema de menor costo en el mercado con un excelente rendimiento y una muy sencilla operación.




Aplicaciones




Detección ADN



**Detección Proteínas en
SDS-PAGE**



Screening de cepas



Screening células

OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3
28100 - Alcobendas. Madrid, Spain
☎ +34 91 662 44 73 ☎ +34 91 662 44 69
🌐 www.tdi.es ✉ ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya +34 676 351 264
Galicia +34 639 486 955
Andalucía +34 639 481 756

SISTEMA DE DOCUMENTACION DE GELES Y FLUORESCENCIA

Modelo Gelprint Mini 150 300

Características Técnicas

		GELPRINT MINI 130	GELPRINT MINI 500
Cámara	Tipo de sensor	CCD CAMARA EN TIEMPO REAL	
	Resolución de la imagen	1280 x 1024 (1,3 Mpixels)	1392 x 1040 (5,57 Mpixels)
	Grabación	16 bit (0 - 65536 niveles de grises)	
	Tamaño de pixel	5,2 x 5,2 µm	4,65 x 4,65 µm
Lente y caja	Lente	Motorizada , 8-48 mm, F:1,2	
Epi Ilum.	Luz Blanca	incluida	
	Ultravioleta	Opcional Una longitud onda 254/302/365 nm	
Trans Ilum.	Ultravioleta	incluida 15 x 15 cm 302 nm	
	Blanca	Convertor luz blanca	
Filtros Emisión	Filtro 590 EtBr, SyBr, Gel Red, etc..	Incluido	
Software	Análisis de imágenes ID básico TLID	OPCIONAL	
Sistema	Soporte Informático	PC INTEGRADO NO INCLUIDO	
	Sistema operativo	Propietario	
Dimensiones	mm	w x d x h	376 x 337 x 490

Información Pedidos

Código	Descripción
13-105500	DOCUMENTACION GELES MINI 130, CAMARA ,UV 302 NM (15X15), F. 590NM, 110-220 V , 50/60HZ
13-105501	DOCUMENTACION GELES MINI 500, CAMARA 5,5 mp ,UV 302 NM (15X15), F. 590NM, 110-220 V , 50/60HZ