

MICROSCOPIO INVERTIDO



ESPECIFICACION	MODELO NIB-100/XDS-403
REVOLVER	REVOLVER QUINTUPLE
OCULAR	OCULAR CAMPO EXTRA ANCHO EW10X/22
OBJETIVO	OBJETIVOS PLANO INFINITO 4X/0,1,WD18mm ; 10X/0,25, WD10mm; 20X/0,4, WD5,1 mm; 40X/0,6, WD2,6 mm OBJETIVOS PLANO INFINITO FASES: PH10X/0,25, WD10 mm; PH20X/0,4, WD10 mm; PH40X/0,65, WD0,35 mm
PLATINA	PLATINA PLANA DE 160X250 mm
	INSERCIÓN DEL PORTA
	PLATINA MECANICA ACOPLABLE, COAXIAL X-Y RANGO CONTROL DEL MOVIMIENTO 120X 78 mm
	PLATINA AUXILIAR 70x180 MM
	SOPORTE PARA PLACA PETRI DE DIAMETRO 38 mm
	SOPORTE PARA PORTA DE DIAMETRO 54 mm
CONDENSADOR	CONDENSADOR ELWD NA0,3, LWD72mm (SIN CONDENSADOR 150mm)
CENTRADO	CENTRADO TELESCOPICO (DIAMETRO 30 mm)
FASE ANULAR	10X-20X,40X PLACA DE FASE ANULAR PRE-AJUSTABLE 10X-20X,40X PLACA FASE ANULAR AJUSTABLE
ENFOQUE	COAXIAL GRUESO Y AJUSTE FINO, MOVIMIENTO VERTICAL
	GRUESO DE ROTACION 37.7 mm y AJUSTE FINO DE 0,2 mm POR ROTACION
ILUMINACION	LAMPARA HALOGENA 6V/30W
FILTROS	DIAMETRO 45 MM, AZUL, VERDE Y VIDRIO ESMERILADO
ACCESORIOS	ACCESORIO FLUORESCENCIA INVERTIDA
	ADAPTADOR DE VIDEO CON C MOUNT