



BX-101A

8X-1018

8X-10181

8X-102A

8X-1028

8X-102C

BX-103C

ESPECIFICACION		MODELO						
		BX-101A	BX-101B	BX-101BI	BX-102A	BX102B	BX-102C	BX-103C
CABEZAL	Cabezal MONOCULA inclinado a 45°	SI	SI					
	Observación DUAL 45° y -90° Inclinada y Vertical con Rotación de 360°			SI				
	Desplazamiento cabezal BINOCULAR inclinado a 45 °				SI	SI		
	Cabezal BINOCULAR libre compensación inclinada a 30 °						SI	
	Cabezal TRIOCULAR libre compensación inclinada a 45 °			SI				SI
REVOLVER	Revolver Cuadruple de paso bola	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
OCULAR	WF10X18mm	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
OBJETIVO	Acromatico 4X,10X,40X(S)100X(S,Oil)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PLATINA	Platina Mecanica de doble Capa 115 x 125 mm con Movimiento de 30 x 50 mm	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONDENSADOR	Condensador Abby NA1,25. Con Diafragma Iris, Filtro y Piñon ajustable	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ILUMINACION	Iluminación por Lámpara Halogena de 6V/30W, Fuente de Alimentación 230V	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EMBALAJE	Cada Unidad empacada en Espuma de Poliestireno dentro de su Caja para Seguridad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OPCIONAL: OCULAR ELECTRONICO CMOS 2.2, 3.0 ó 5.0 Megapixel