

### Características

- Rango de Temperaturas desde -80°C hasta -40°C y desde -40°C hasta -10°C.
- Control de temperatura digital con pantalla digital, situado a un nivel visible en la puerta, para su fácil lectura y control de los parámetros.
- Panel de Control con teclado táctil.
- Sonda de temperatura Pt100 con precisión de 0,1°C.
- Alarmas independientes visible y audible con batería de respaldo para temperatura máxima y mínima y para fallos de energía.
- Indicaciones de alarma para puerta abierta, batería baja, saturación de filtro.; también para sistema de fallos y niveles de temperatura y alimentación eléctrica.
- Protección con código de sistema con una contraseña alfanumérica.
- Impresora para temperatura, registro cada 20 minutos y con memoria de almacenamiento hasta 7 días.
- Pantalla de temperatura ambiente.
- Visualización del nivel de tensión actual.
- Registro de las ultimas 10 alarmas, con indicación fecha, hora, causa de la alarma y tiempo de fallo.
- Salida libre para potencial control de alarma remota.
- Interruptor principal encendido/apagado.
- Un puerto de acceso.



## Accesorios opcionales

- Registrador gráfico circular de temperatura para 7 días, con batería independiente (en reemplazo de la impresora).
- Sistema de Alarma secundaria, independiente del controlador principal.
- Conexión de Interface de control remoto RS 485/232.
- Sistema de respaldo de seguridad para CO<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>L.
- Sistemas de estanterías de almacenamiento.
- Estanterías de acero inoxidable.
- Registradores de datos.
- Sistemas de almacenamiento de datos USB.
- Módulo de alarma para teléfono GSM.



## Información Pedidos

Código	Litros	Puer. Intes.	Niveles	Int/Ext	Numero Compreso	Consumo W	Int. Dimen. mm Anch x prf x alt	Ext. Dimen. mm Anch x prf x alt	PESO NET/GRO
403-EVF220/86	220	2	2	Inox/Epoxy	1 (1 HP)	1000	470 x 570 X 750	850 X 940 X 1599	225/250
403-EVF535/86	535	4	4	Inox/Epoxy	2 (1, ¼ HP)	2000	600 x 650 x 1345	850 X 940 X 1999	280/320
403-EVF665/86	665	4	4	Inox/Epoxy	2 (2 HP)	2700	800 x 660 x 1200	1075 X 996 X 1999	380/420
403-EVF765/86	765	4	4	Inox/Epoxy	2 (2, ¼ HP)	2700	930 x 665 x 1200	1190 X 996 X 1999	420/450
403-EVF525/40	525	4	4	Inox/Epoxy	1 (5/8 HP)	1000	600 x 650 x 1345	850 X 940 X 2020	280/320