

CACHETTES POUR PETITS RONGEURS

Caractéristiques

Nos abris en polycarbonate sont parfaits pour les rongeurs.
Les animaux se sentent en sécurité dans leur enclos tout en restant facilement accessibles pour l'utilisateur.



Abri pour souris

- Couleur : rouge transparent.
- Stérilisable, non toxique.
- Empilables.
- Les animaux se sentent en sécurité et protégés.
- Dimensions : (L x l x H) 100 x 90 x 55 mm.



Igloo pour souris + roue d'activité.

- Couleur de l'igloo pour souris : rouge transparent.
- Couleur de la roue d'activité : ambre.
- Stérilisable en autoclave, non toxique.
- La roue d'activité pour souris stimule son comportement naturel et augmente son activité.
- Les pièces peuvent être achetées séparément.

Tunnel

- Matériau : polycarbonate de 4 mm d'épaisseur.
- Stérilisable.
- Favorise l'activité de l'animal.
- Réduit l'ennui et les comportements agressifs.
- Dimensions pour souris : 100 x ø 50 mm.
- Dimensions pour les rats : 155 x ø 75 mm.



Souris



Rats



Plate pour souris

Références de commande

Code	Description
CACHETTES	
362-ENR-HOUSE	ABRI POUR SOURIS MAISON 100X90X55MM (LONGUEURXLARGEURXHAUTEUR) COULEUR ROUGE
362-ENR-IGLOO	CACHETTE POUR SOURIS EN FORME D'IGLOO, COULEUR ROUGE
362-ENR-TRATON	ABRI POUR SOURIS EN FORME DE TUNNEL DE 5 CM DE DIAMÈTRE X 10 CM DE LONG, COULEUR ROUGE
362-ENR-TRATAS	CACHE-SOURIS EN FORME DE TUNNEL DE 7,5 CM DE DIAMÈTRE ET 15,5 CM DE LONG, COULEUR ROUGE
362-ENR-TRATAS2	CACHETTE POUR RATS TUNNEL DE 125 X 102 mm (80 UNITÉS)
362-WEDGE	COIN POUR SOURIS
362-ENR-SIZZLE	NID SIZZLE (SAC)
362-ENR-PAPER	COPEAUX DE PAPIER (SAC DE 10 KG)
362-ENR-WOOD	COUPABLES DE BOIS DE PEUPLIER (SAC)



Copeaux de bois de peuplier



Copeaux de papier



Sizzle nest