

Caractéristiques

Les cages individuelles pour lapins offrent des conditions idéales pour l'élevage des animaux en termes de taille et de forme, et sont également faciles à utiliser.

Selon le matériau choisi, les plateaux de la cage résistent à des températures allant jusqu'à 90 °C ou 120 °C maximum.

Cages individuelles pour lapins

- Les cages à lapins ont été conçues conformément à la directive 2010/63/UE du Parlement européen du 22 septembre 2010 (anciennement ETS 123).
- Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable (AISI 304).
- Elles offrent une grande flexibilité grâce à leurs châssis emboîtables qui permettent de doubler, voire plus, la surface au sol en retirant les cloisons (sans outils). Les plateaux des cages ont une hauteur de 10 cm, conçus pour éviter les chutes des animaux, sont disponibles en LURAN (résistant jusqu'à 90 °C maximum), ainsi que dans les modèles autoclavables, en NORYL (résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C maximum).
- La zone de repos surélevée (disponible dans les versions LURAN et NORYL) est rabattable, ce qui permet de retirer facilement le plateau de la cage sans avoir à retirer au préalable la zone de repos.



CAGES ET CLAPIERS POUR LAPINS

Les roues des casiers ont un diamètre de 100 mm et deux d'entre elles sont équipées d'un dispositif de blocage.



Racks pour lapins

- Venez compléter notre gamme de cages à lapins avec ces chariots qui vous offrent une maniabilité optimale pour le stockage, le nettoyage ou le transport des cages.
- La légèreté et la maniabilité des chariots répondent à toutes les exigences ergonomiques.
- Les chariots sont fabriqués en acier inoxydable (AISI 304) et sont équipés de roues autoclavables, dont deux sont dotées d'un dispositif de blocage.



SIÈGE SOCIAL

AGENCES