

Käfige und Regale für Kaninchen

Eigenschaften

Die Einzelkäfige für Kaninchen bieten hinsichtlich Größe und Form ideale Bedingungen für die Tierhaltung und sind zudem einfach in der Handhabung.

Je nach gewähltem Material sind die Käfigböden hitzebeständig bis max. 90 °C bzw. max. 120 °C.

Einzelkäfige für Kaninchen

- Die Kaninchenkäfige wurden in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments vom 22.09.2010 (früher ETS 123) entwickelt.
- Alle Metallteile bestehen aus Edelstahl (AISI 304).
- Sie bieten ein hohes Maß an Flexibilität durch die ineinandersteckbaren Rahmen, die es ermöglichen, die Bodenfläche auf das Doppelte oder sogar noch mehr zu vergrößern, wenn die Trennwände entfernt werden (ohne Werkzeug). Die Käfigböden haben eine Höhe von 10 cm und sind so konzipiert, dass ein Herunterfallen der Tiere verhindert wird. Sie sind in LURAN (hitzebeständig bis maximal 90 °C) sowie in den autoklavierbaren Ausführungen aus NORYL (hitzebeständig bis maximal 120 °C) erhältlich.
- Der erhöhte Ruhebereich (erhältlich in den Ausführungen LURAN und NORYL) ist klappbar, sodass die Wanne leicht aus dem Käfig entnommen werden kann, ohne dass zuvor der Ruhebereich entfernt werden muss.



KÄFIGE UND REGALE FÜR KANINCHEN

Die Rollen der Regale haben einen Durchmesser von 100 mm, wobei zwei davon mit einer Feststellvorrichtung ausgestattet sind.

Kaninchen- Stapelwagen

- Als Erweiterung unseres Sortiments an Kaninchenkäfigen bieten Ihnen die Regale eine ideale Handhabung bei der Lagerung, Reinigung oder dem Transport der Käfige.
- Die Leichtigkeit und Wendigkeit der Regale erfüllen alle ergonomischen Anforderungen.
- Die Regale sind aus Edelstahl (AISI 304) gefertigt, verfügen über autoklavierbare Rollen, von denen zwei mit einer Feststellvorrichtung ausgestattet sind.



HAUPTNIEDERLASSUNG

Av. Punto Com, 13
Technologiepark Tecnoalcalá
28805 - Alcalá de Henares, Madrid, Spanien.
☎ +34 91 662 44 73 ☎ +34 91 662 44 69
🌐 www.tdi.es ✉ ventas@tdi.es

NIEDERLASSUNGEN

Katalonien +34 676 351 264
Galicien +34 639 486 955
Andalusien +34 639 481 756